


Поликлональные Антитела Против Asl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Артикул: CM0025272



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ASL (аргининосукцинатлиазы), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований цикла мочевины и метаболизма аргинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASL Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ASAL; ASL
Вид	Человек
ID гена (человек)	435
ID гена	435
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 289-464 человеческого ASL (NP_000039.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04424
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет