

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Asmt Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - P46597

Артикул: CM0027805



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-ASMT, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на ацетилсеротонин-О-метилтрансферазу, ключевой фермент в биосинтезе мелатонина. Идеально для исследований шишковидной железы и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASMT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	438
ID гена	438
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-298 человеческого ASMT (NP_001164510.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46597
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом