

Кроличья Поликлональная Антитело К Asmtl Для Вб, Ип, Ифа - O95671

Артикул: CM0030186



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ASMTL (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), валидирована для ВБ, ИП, ИФА. Реагирует с человеческими и мышинными образцами. Нацелена на фермент нуклеотидного метаболизма dTTP/UTP пиррофосфатазу/метилтрансферазу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASMTL кроличья pAb
Примечания/Алиасы	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
Вид	Человек
ID гена (человек)	8623
ID гена	8623
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого ASMTL (NP_004183.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95671
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодовая упаковка