

Кроличья Поликлональная Антитела Против Asna1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - O43681

Артикул: CM0029443



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ASNA1 (GET3/TRC40), валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Подходят для изучения доставки хвост-якорных белков и путей эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASNA1 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
Вид	Человек
GeneID (Человек)	439
GeneID	439
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-348 человеческого ASNA1 (NP_004308.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43681
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом