

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Asns Для Вб, Ифа - P08243

Артикул: CM0002823



введение

Кроличыи моноклональные антитела против ASNS, валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Нацелены на аспарагин-синтазу (P08243) — глутамин-зависимую лигазу, необходимую для биосинтеза аспарагина и контроля клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASNS кроличыи моноклональные антитела
Примечания/Алиасы	TS11; ASNSD; ASNS
Вид	Человек
ID гена (человек)	440
ID гена	440
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 человеческого ASNS (P08243).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08243
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С ледяным пакетом