


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Asns Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Артикул: CM0016742



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против ASNS, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на человеке, мыши и крысе. Нацелены на аспарагинсинтетазу (P08243), участвующую в биосинтезе аспарагина и контроле клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASNS кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TS11, ASNSD, ASNS
Вид	Человек
GeneID (человек)	440
GeneID	440
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 262-561 человеческого ASNS (NP_001664.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08243
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом