


Поликлональное Антитело Против Asph Для If/Icc, Elisa - Q12797

Артикул: CM0030970



введение

Это кроличье поликлональное антитело распознает человеческий ASPH, также известный как аспартат-бета-гидроксилаза. Оно подходит для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA), поддерживая исследования кальциевой сигнализации и посттрансляционных модификаций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASPH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ААН; ВАН; НААН; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	444
GeneID	444
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 81-270 человеческого ASPH (NP_001158227.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12797
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом