


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Aspscr1 (Tug) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ип - Q9Bze9

Артикул: CM0031001



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против ASPSCR1 (TUG), для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения трафинга GLUT4 и инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUG/ASPSCR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	79058
GeneID	79058
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-553 человеческого TUG/ASPSCR1 (NP_076988.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZE9
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент