


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ass1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Клетках (If-P), Ифа - P00966

Артикул: CM0010943



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ASS1 для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции на клетках (IF-P) и ИФА. Перекрестно реагирует с ASS1 человека, мыши и крысы; способствует исследованиям цикла мочевины и метаболизма аргинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ASS1 (mAb)
Примечания/Алиасы	ASS; CTLN1; ASS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	445
ID гена	445
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка ASS1 человека (P00966).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на клетках (IF-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00966
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом