

Кроличье Моноклональное Антитело Против Asun/Ints13 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nvm9

Артикул: CM0007394



введение

Кроличье моноклональное антитело против ASUN/INTS13 (субъединица 13 интегранторного комплекса), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий белок ASUN/INTS13, ключевой компонент интегранторного комплекса, участвующий в терминации транскрипции и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для диагностических и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ASUN/INTS13
Примечания/Альтернативные названия	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55726
GeneID	55726
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого белка ASUN/INTS13. (NP_060634.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVM9
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом