


Моноклональное Антитело Против At1R/Agtr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30556

Артикул: CM0010071



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий AT1R/AGTR1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует рецептор ангиотензина II типа-1, GPCR, участвующий в регуляции артериального давления и проникновении вирусов. Идеально для исследований сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AT1R/AGTR1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	185
GeneID	185
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого AT1R/AGTR1 (P30556).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30556
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом