

Антитело Кролика Поликлональное Против At1R/Agtr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30556

Артикул: CM0017152



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого AT1R/AGTR1, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Распознает рецептор ангиотензина II 1-го типа, ключевой регулятор артериального давления. ~41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AT1R/AGTR1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; NAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	185
ID гена	185
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 294-388 человеческого AT1R/AGTR1 (NP_114438.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30556
Молекулярный вес белка	41kDa
Доставка	Сумка со льдом