

Поликлональное Антитело Против Atad3A Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - Q9Nvi7

Артикул: CM0029582

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ATAD3A, подходит для применения в вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Валидировано для исследований в области митохондриальной биологии, включая организацию сети и метаболизм. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белками. Идеально для исследований рака и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATAD3A Кроличье pAb
Примечания / Синонимы	ATAD3A; HAYOS; семейство АТФаз; ATAD3A/B
Видовое происхождение мишени	Человек
ID гена (Человек)	55210
ID гена	55210
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого ATAD3A (NP_001164006.1).
Источник (хозяин антитела)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9NVI7
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом