

Кроличыи Поликлональные Антитела К Atad3A/Atad3B Для Wb, If/Icc И Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Артикул: CM0021642

введение

Кроличыи поликлональные антитела к ATAD3A и ATAD3B, валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондрий и клеточного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ATAD3A/ATAD3B
Примечания/Синонимы	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Молекулярная масса белка	71/73 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом