

Моноклональное Антитело К Atad3A/B Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Артикул: CM0006637

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ATAD3A/B, подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Играет ключевую роль в организации митохондриальной сети и метаболизме; сверхэкспрессируется при аденокарциноме легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATAD3A/B Кроличье mAb
Примечания / Альтернативные названия	ATAD3A; HAYOS; ATPase family; ATAD3A/B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого ATAD3A/B. (NP_060658.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Nvi7/Q5T9A4
Молекулярная масса белка	57кДа/66кДа/71кДа
Условия доставки	В сумке со льдом