

Поликлональное Антитело Против Atad3В Для Вестерн-Блата И Ифа — Q5T9A4

Артикул: CM0026639

введение

Кроличье поликлональное антитело к ATAD3В человека, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Антитело распознает митохондриальный белок внутренней мембраны с молекулярной массой 73 кДа, участвующий в биологии стволовых клеток и онкологии — идеально подходит для исследований митохондриальной сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATAD3В кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3В
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	83858
GeneID	83858
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–240 ATAD3В человека (NP_114127.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5T9A4
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Хладоэлемент