

Кроличье Моноклональное Антитело Против Атаксина-3 (Atxn3) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P54252

Артикул: CM0006632



введение

Кроличье моноклональное антитело против атаксина-3 (ATXN3), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований нейродегенерации, протеостаза и деубиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к атоксину-3 (ATXN3)
Примечания/алиасы	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4287
GeneID	4287
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 190-361 человеческого атаксина-3 (ATXN3) (NP_004984.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P54252
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник