


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа - P54252

Артикул: CM0014644



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Ataxin-3, валидированное для WB, IF/ICC, ИФА. Взаимодействует с человеческим и мышиным ATXN3, нацелено на аминокислоты 1-361. Идеально подходит для изучения нейродегенерации, аутофагии и протеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ataxin-3 (ATXN3) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Вид	Человек
ID гена	4287
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-361 человеческого Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54252
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент