


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ataxin-3 (Atxn3) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P54252

Артикул: CM0013674



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Ataxin-3 (ATXN3), валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для изучения болезни Мачадо-Джозефа и убиквитиновых путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к Ataxin-3 (ATXN3)
Примечания/Альтернативные названия	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Вид	Человек
ID гена	4287
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-361 человеческого Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54252
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом