

Поликлональные Антитела Против Atf2 [Валидировано На Ko] Для Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Артикул: CM0022025



введение

Валидированные на КО кроличьи поликлональные антитела против ATF2 (CREB2, HB16). Подходят для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения транскрипционной регуляции, апоптоза и путей реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] ATF2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1386
GeneID	1386
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-190 ATF2 (NP_001871.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15336
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом