


Кроличья Поликлональная Антитело К Atf2 Для Wb, Ihc-P - P15336

Артикул: CM0015577



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ATF2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает белок ATF2 человека, мыши и крысы (~55 кДа). Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1386
GeneID	1386
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 ATF2 человека (NP_001871.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15336
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовая упаковка