

Мышиное Моноклональное Антитело Против Atf3 Для Wb - P18847

Артикул: CM0012090

введение

Мышиное моноклональное антитело против ATF3, валидированное для WB, IP, ChIP и ELISA. Нацелено на человеческий ATF3 (Gene ID 467), перекрёстно реагирует с мышиным ATF3. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 1-77). Идеально подходит для исследований транскрипции и клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокаут-модели] Мышиное мАб против ATF3
Примечания/алиас	ATF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	467
GeneID	467
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-77 человеческого ATF3 (NP_001665.1).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ChIP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P18847
Молекулярная масса белка	12-21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом