

Кроличья Поликлональная Антитела Против Atf3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P18847

Артикул: CM0019411

введение

Кроличья поликлональная антитела против ATF3, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с ATF3 человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований регуляции транскрипции и стрессового ответа. P18847.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	467
ID гена	467
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-181 белка ATF3 человека (NP_001665.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18847
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом