


Поликлональное Антитело Anti-Atf4 Для Wb, If/Icc, Elisa - P18848

Артикул: CM0014132



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ATF4, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований интегрированного стрессового ответа, стресса эндоплазматического ретикулума и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело ATF4 pAb
Примечания/синонимы	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	468
GeneID	468
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P18848
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом