


Кроличье Pab Против Atf4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Артикул: CM0019521



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ATF4 (CREB2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. ATF4 — ключевой транскрипционный фактор в клеточном стрессовом ответе и метаболизме. Идеально для исследований ER-стресса, окислительного стресса и развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	468
GeneID	468
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-351 человеческого ATF4 (NP_001666.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18848
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом