

Поликлональное Кроличье Антитело Против Atf5 Для Wb, IHC-P, IF/ICC И Elisa — Q9Y2D1

Артикул: CM0021088

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ATF5, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. В вестерн-блоттинге выявляет полосу размером около 31 кДа. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATF5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ATFX; HMFN0395; ATF5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	22809
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-282 человеческого ATF5 (NP_036200.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2D1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом