

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Atf6 Для Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa — P18850

Артикул: CM0010109

введение

Высокоспецифичное моноклональное кроличье антитело к человеческому ATF6, валидированное для WB, IHC-P, IP, ChIP и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований UPR и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб к ATF6
Примечания/алиасы	ACHM7; ATF6A; ATF6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	22926
Идентификатор гена	22926
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P18850
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом