

Анти-Atf6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

Артикул: CM0017834

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ATF6 (ATF6A). Валидировано для WB, IF/ICC, ИHC-P и ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ответа на развернутый белок и стресса ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF6 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ASHM7; ATF6A; ATF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	22926
GeneID	22926
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18850
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка со льдом