


Кроличья Поликлональная Антитело Против Atf7Ip Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q6VmQ6

Артикул: CM0016944



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ATF7IP, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Полезно для изучения транскрипционной регуляции, ремоделирования хроматина и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF7IP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55729
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 525-725 человеческого ATF7IP (NP_060649.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6VMQ6
Молекулярный вес белка	136 кДа
Доставка	Сумка со льдом