

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Atg10 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H0Y0

Артикул: CM0008394

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ATG10, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с ATG10 человека и мыши, идеально подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ATG10
Примечания/синонимы	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Вид	Человек
GeneID (человек)	83734
GeneID	83734
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 121–220 человеческого ATG10 (Q9H0Y0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H0Y0
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Пакет со льдом