

## Поликлональные Антитела Кролика К Atg10 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9H0Y0

Артикул: CM0027322

### введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против ATG10 — фермента типа E2, который катализирует конъюгацию ATG12 и ATG5 в процессе аутофагии. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА (ELISA) с образцами человека, мыши и крысы. Иммуноген: синтетический пептид, соответствующий аминокислотному участку 120-220.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ATG10 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | APG10; APG10L; pp12616; ATG10                                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                   |
| GeneID (человек)                   | 83734                                                                                                                     |
| GeneID                             | 83734                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 120-220 человеческого ATG10 (NP_113670.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                    |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                   |
| Применение                         | WB, ИHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                                      |
| SWISS                              | Q9H0Y0                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                    |
| Доставка                           | С ледяным пакетом                                                                                                         |