

## Поликлональные Антитела Против Atg12 Для Wb, If/Icc, Elisa - O94817

Артикул: CM0014212



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ATG12 (аутофагия-связанный белок 12). Подходят для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований аутофагии и взаимодействия «хозяин-вирус».

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ATG12 Rabbit pAb                                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| GeneID                    | 9140                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ATG12 (NP_004698.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                    |
| SWISS                     | O94817                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 15кДа                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                          |