

Кроличий Моноклональный Антитело Против Atg12 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Артикул: CM0007028



введение

Это кроличье моноклональное антитело против ATG12 обнаруживает белок ATG12 (15 кДа) человека и мыши в WB, IHC-P, IP, ELISA. Идеально подходит для изучения аутофагии и взаимодействия «хозяин-вирус».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG12 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9140
GeneID	9140
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ATG12 (NP_004698.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94817
Молекулярный вес белка	15kDa
Доставка	Сумка-холодильник