


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Atg13 Для Wb, If/Icc, Elisa — O75143

Артикул: CM0017636



введение

Поликлональное кроличье антитело против ATG13 (UniProt O75143), подходящее для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с ATG13 человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования аутофагии и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	ATG13, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9776
Идентификатор гена	9776
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-480 человеческого ATG13 (NP_001136145.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75143
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом