

Поликлональное Антитело Против Atg14 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q6Zne5

Артикул: CM0028676



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ATG14, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует 55 кДа регулятор аутофагии, ассоциированный с Beclin1, идеально подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG14 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22863
GeneID	22863
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-440 человеческого ATG14 (NP_055739.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZNE5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом