

Поликлональные Антитела Против Atg16L1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q676U5

Артикул: CM0013560



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против ATG16L1, ключевого белка аутофагии. Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований аутофагии и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG16L1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Вид	Человек
GeneID	55054
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 200-300 человеческого ATG16L1 (NP_110430.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q676U5
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом