

Поликлональное Антитело Против Atg16L1 - Q676U5

Артикул: CM0021794



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ATG16L1 (SWISS: Q676U5). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения аутофагии и воспалительных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG16L1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Вид	Человек
GeneID	55054
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-300 человеческого ATG16L1 (NP_110430.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q676U5
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом