

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Atg16L1 Для Wb, Elisa — Q676U5

Артикул: CM0009550



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ATG16L1, валидированное для применений в вестерн-блоттинге и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье моноклональное антитело к ATG16L1
Примечания/синонимы	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55054
GeneID	55054
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 6-105 человеческого ATG16L1 (Q676U5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q676U5
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом