

Поликлональное Антитело Против Atg16L2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Naa4

Артикул: CM0014942

введение

Кроличье поликлональное антитело ATG16L2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аутофагии и эпителиального гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ATG16L2
Примечания/Альтернативные названия	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89849
GeneID	89849
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 человеческого ATG16L2 (NP_203746.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NAA4
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом