

Поликлональное Антитело Против Atg2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q2Taz0

Артикул: CM0026572



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ATG2A (BLTP4A), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Ключевой белок переноса липидов в биогенезе аутофагосом и регуляции липидных капель.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BLTP4A; ATG2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23130
GeneID	23130
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-800 человеческого ATG2A (NP_055919.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q2TAZ0
Молекулярная масса белка	213 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом