

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Atg3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Nt62

Артикул: CM0002041



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-ATG3, валидированное для детекции ATG3 человека, мыши и крысы методами Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Обеспечивает надежные исследования аутофагии благодаря высокой специфичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATG3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64422
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка Apg3 (Atg3) человека (Q9NT62)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NT62
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом