


Анти-Atg3 Кроличья Поликлональное Антитело - Q9Nt62

Артикул: CM0029201



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ATG3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований аутофагии, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG3 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Вид	Человек
GeneID (человек)	64422
GeneID	64422
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NT62
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом