

Поликлональные Антитела Против Atg4A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wyn0

Артикул: CM0023520



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ATG4A, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Направлены против цистеиновой протеазы аутофагии, участвующей в процессинге ATG8; подходят для исследований аутофагии. SWISS: Q8WYN0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] ATG4A кроличьи поликлональные антитела
Алиасы	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	115201
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 289-398 человеческого ATG4A (NP_443168.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применения	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Номер доступа SWISS	Q8WYN0
Предсказанная молекулярная масса	45 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент