

Поликлональное Антитело Кролика Против Atg4A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Wyn0

Артикул: CM0020530



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на цистеиновую протеазу ATG4A человека (APG4A/AUTL2). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Получено против рекомбинантного белка (а. к. 210–398). Для исследований аутофагии и делипидирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	115201
GeneID	115201
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–398 ATG4A человека (NP_443168.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WYN0
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Пакет со льдом