

Поликлональное Антитело К Atg4В Для Вб, Ифа — Q9Y4P1

Артикул: CM0028791



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ATG4B (APG4B, AUTL1) — ключевой протеазы аутофагии. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения путей аутофагии, митофагии и конъюгации ATG8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4B кроличья поликлональная АТ
Примечания/Синонимы	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Вид	Человек
ID гена (человек)	23192
ID гена	23192
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 ATG4B человека (NP_037457.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y4P1
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом