


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Atg4B Для Вб, Иф, Иэиа — Q9Y4P1

Артикул: CM0004589



введение

Кроличыи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий ATG4B (Q9Y4P1), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П и ИЭИА. Реагируют с ATG4B мыши и крысы. Являются незаменимым инструментом для изучения аутофагии, митохондрии и процессинга ATG8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4B кроличыи мКант
Примечания/Алиасы	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Вид	Человек
GeneID (человек)	23192
GeneID	23192
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 200-300 человеческого ATG4B (Q9Y4P1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИЭИА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4P1
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет