

Поликлональное Антитело Anti-Atg4C Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Dt6

Артикул: CM0027946

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ATG4C, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. ATG4C — это цистеиновая протеаза, необходимая для аутофагии, обрабатывающая белки ATG8. Идеально подходит для исследований аутофагии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4C Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84938
GeneID	84938
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ATG4C (NP_116241.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96DT6
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом