

Поликлональное Антитело Anti-Atg4D Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q86TL0

Артикул: CM0030284

введение

Поликлональное антитело Anti-ATG4D, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с человеческим и крысиным ATG4D. Цистеиновая протеаза, участвующая в аутофагии; подходит для исследования путей аутофагии и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4D Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84971
ID гена	84971
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-474 человеческого ATG4D (NP_116274.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q86TL0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом