

Кроличья Поликлональная Антитела Против Atg4D Для Wb, If/Icc, Elisa - Q86TL0

Артикул: CM0021021

введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против человеческого ATG4D (APG4D/AUTL4), валидирована для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеком и мышью. ATG4D — это цистеиновая протеаза, необходимая для аутофагии и митофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG4D кроличья поликлональная антитела
Примечания/Псевдонимы	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Вид	Человек
ID гена (человек)	84971
ID гена	84971
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 человеческого ATG4D (NP_116274.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q86TL0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С ледяным пакетом