

Моноклональное Антитело Против Atg5 Для Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Артикул: CM0002087



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против ATG5 для WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Реакция с видами: человек, мышь, крыса. Идеально подходит для изучения аутофагии, апоптоза и развития лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано на КО] ATG5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9474
ID гена	9474
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1Y0
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом